



# BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum  
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci



## **Sterilizace roztoků a materiálu - místnost T01.023**

Roztoky a materiál ke sterilizaci můžete kdykoliv odkládat v místnosti T01.023. Roztoky a materiál musí být označeny a polepeny autoklávovací páskou. Běžná teplota sterilizace je 121°C po dobu 20min. Objem sterilizované kapaliny by měl být 80% celkového objemu lahve. Budete-li požadovat jiný čas a teplotu, musí být přiložen požadavek. Vysterilizované roztoky a materiál opět naleznete v místnosti T01.023.

Roztoky ke sterilizaci odkládejte do 11hod., kde je na stejném místě týž den po 14hod. naleznete. Roztoky dodané po 11hod. budou sterilizovány následující den v 6hod. a k vyzvednutí budou po 9hod.

V místnosti je k dispozici lednice, ve které můžete roztoky uskladnit.

Pokud si nejste jisti, oslovte pracovníci v přípravně médií T01.009 nebo linka 3115.

