



BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci



Informace ke sterilizaci skla a plastů

Sterilizace skla a plastů probíhá v prostorách umývárny a to buď parní sterilizací při 121°C a přetlaku 1atmosféry, nebo horkovzdušnou sterilizací při 180°C. Obvyklá délka sterilizace je 20minut. Délka sterilizace se dá po domluvě upravit na přání klienta. Sterilizovat lze pouze plasty z vhodných materiálů k tomu určených. Sklo i plast bude po sterilizaci k dispozici následující pracovní den v místnosti T01. 026 nebo dle kapacity umývárny.

BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec

mobil: +420 774 798 102

e-mail: biocev@biocev.eu | web: www.biocev.eu



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



2007-13
OP Výzkum a vývoj
pro inovace